

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 2.0 ml, steril

Innengewinde, flacher Boden, Zahlencode am Boden
farbloser Deckel, Rack mit linear Barcode

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück)



Artikel-Nr.: 59374221-BR | Thermo

949,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, Rack mit Linear-Barcode, Zahlencode am Boden

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück)

Volumen: 2.0 ml