

Pipette 4 - Pack 100; 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 0.5-10, 10-100, 20-200, 100-1000 µl

inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 655283 | Sartorius

1.260,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen