

Pipette 5 - Pack 20; 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
1x 500-5000 µl, inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 655285 | Sartorius

1.570,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen