

Pipette 3 + 1 - Pack Sartorius Tacta Pipetten

je 1x: 0.5-10, 20-200, 100-1000 µl, (1-Kanal)
1x 8K 30-300 µl, inkl. Spitzen + 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 655286 | Sartorius

1.740,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen