

Pipette 3 - Pack Max 1-Kanal Sartorius Tacta

je 1x: 100-1000 µl, 0.5-5 ml, 1-10 ml
inkl. Spitzen und 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 655287 | Sartorius

964,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Tacta

Pipettenvolumen: bis 10 ml

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen