


## Adhesive PCR Foil Seal Strong Aluminiumfolie

Sheets, 137 x 80 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -80°C bis +110°C



100 Stück

Artikel-Nr.: 600229 | Biozym

**165,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis +110°C, PCR

**Art der Folie:** Aluminium

**Folienformat:** Blätter

**Kategorie:** Adhäsive Folie

**pierceable / peelable:** peelable, pierceable

**Verpackung:** 100 Stück

#### Besonders starke, piercebare und peelbare Aluminiumfolie

Geeignet für Probenlagerung in weitem Temperaturbereich. Sicherer Verschluss von PCR Platten und anderen Multiwellplatten.

#### Die Daten:

- Pierceable
- Peelable
- Weiter Temperaturbereich von -80°C bis +110°C
- Applikationen: PCR, Probenlagerung auch bei niedrigen Temperaturen
- Frei von DNase, RNase und humaner genomischer DNA - nicht steril
- Maße: 137 x 80 mm