

BlueRMCT7, Thermocooler-Rack

64 x Rotor-Gene Tubes + 16 x 0.2 ml + 4 x 0.5 ml

LxBxH = 141 x 99 x 44 mm (H mit Deckel)



Packung à 2 Stück, -80°C bis +120°C

Artikel-Nr.: 733380 | Biozym

93,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gefäßgröße: Rotor-Gene Tubes

Produkttyp: Thermocooler

Stellplätze: 64

Verpackung: -80°C bis +120°C, Packung à 2 Stück