

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 144er Raster, natur

LxBxH=133x130x30, Material Polypropylen
für 144 x 0.2 ml Gefäße, 7.9 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730113 | Biozym

133,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: natur

Gefäßgröße: 0.2 ml

Stellplätze: 144

Verpackung: Packung à 10 Stück