

## Kühlschrank Box, faltbar, inkl. 81er Raster, natur

LxBxH=133x130x42 mm, Material Polypropylen

81 x 0.5 ml Gefäße, 12 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730119 | Biozym

**133,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** natur

**Gefäßgröße:** 0.5 ml

**Stellplätze:** 81

**Verpackung:** Packung à 10 Stück