

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 100er Raster, natur

LxBxH= 188x198x41, Material Polypropylen

100 x Vials, 17 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730121 | Biozym

174,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Durchmesser des Röhrchens: 17 mm

Farbe: natur

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 10 Stück