

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 36er Raster, natur

LxBxH= 147x145x120 mm, Material Polypropylen
36 x 15 ml Gefäße, 19.8 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730122 | Biozym

176,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: natur

Gefäßgröße: 15.0 ml

Stellplätze: 36

Verpackung: Packung à 10 Stück