

Kühlschrank Box faltbar, inkl. 16er Raster, natur

LxBxH=147x145x120, Material Polypropylen
16 x 50 ml Gefäße, 31.6 mm Well-Durchmesser



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 730123 | Biozym

164,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: natur

Gefäßgröße: 50 ml

Stellplätze: 16

Verpackung: Packung à 10 Stück