

Five-O 5 ml Screw Cap Tubes, steril



10 Racks à 50 Stück

Artikel-Nr.: 55C2540 | **Benchmark** | Herstellernummer: C1005-SC5-S

109,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 10 Racks à 50 Stück

5 ml Schraubverschlussgefäße im Rack, steril

Optimal für:

- myFUGE 5 Centrifuge (Art.-Nr.: 55C1005-E)
- BeadBlaster Microtube Homogenizer (Art.-Nr.: 55D2400-E)
- BeadBug 6 Six Position Homogenizer (Art.-Nr.: 55D1036-E)