

Brilliant Violet 510 anti-mouse/human CD44

Rat IgG2b, kappa
IM7

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B103044 | BioLegend | Herstellernummer: 103044

145,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: IM7

Format: BV510

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

Brilliant Violet 510 anti-mouse/human CD44

Clone: IM7

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: Hermes, Pgp-1, H-CAM, HUTCH-1, ECMR III, gp85, Ly-24

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse, Human

Format: BV510

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7994>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>