

APC anti-human CD58 (LFA-3)

Mouse IgG1, kappa
TS2/9

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B330917 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 330917

91,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: TS2/9

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD58 (LFA-3)

Clone: TS2/9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lymphocyte function-associated antigen 3, LFA-3

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14152>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>