

## APC anti-human CD235a (Glycophorin A)

Mouse IgG2a, kappa  
HI264

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B349114 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 349114

**290,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** HI264

**Format:** APC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-human CD235a (Glycophorin A)

Clone: HI264

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: PAS-2, Sialoglycoprotein alpha, MN sialoglycoprotein, Glycophorin A, GYPA

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14313>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>