

APC anti-human CD326 (EpCAM)

Mouse IgG2a, kappa
CO17-1A

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B369809 | **BioLegend** | Herstellernummer: 369809

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: CO17-1A

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD326 (EpCAM)

Clone: CO17-1A

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Ep-CAM, tumor associated calcium signal transducer 1, epithelial cell surface antigen, epithelial glycoprotein 2, EGP2, adenocarcinoma associated antigen, TROP1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14168>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>