

Purified anti-human HLA-C

Mouse IgG2b, kappa
DT-9

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B373302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 373302

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: DT-9

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human HLA-C

Clone: DT-9

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: HLAC, MHC Class I Antigen C

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14212>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>