

PE anti-human LGR5 (GPR49)

Mouse IgG2a, kappa
SA222C5

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B373804 | **BioLegend** | Herstellernummer: 373804

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SA222C5

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human LGR5 (GPR49)

Clone: SA222C5

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: G-Protein coupled receptor 49 (GPR49), G-Protein coupled receptor 67 (GPR67), FEX, HG38

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14385>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>