

HRP Goat anti-human IgA

Goat Polyclonal Ig

Poly24110

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B411002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 411002

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Detection
Clone: Poly24110
Format: HRP
Isotype: Goat Polyclonal Ig
Species of Origin: Goat
Verpackung: 500 µl

HRP Goat anti-human IgA

Clone: Poly24110
Isotype: Goat Polyclonal Ig
Other_Names:
Size: 500 µL

Reactivity: Human
Format: HRP
App_Abbrev: ELISA Detection
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14365>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>