

Purified anti-human IgG4

Mouse IgG3, kappa
HP6023

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B411202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 411202

282,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture
Clone: HP6023
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG3
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-human IgG4

Clone: HP6023
Isotype: Mouse IgG3, kappa
Other_Names: Immunoglobulin G4
Size: 500 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14561>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>