

Purified anti-human IgG3

Mouse IgG1, kappa
HP6047

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B411302 | BioLegend | Herstellernummer: 411302

175,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Capture

Clone: HP6047

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µg

Purified anti-human IgG3

Clone: HP6047

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Immunoglobulin G3

Size: 500 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: ELISA Capture

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14327>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>