

Purified anti-human CRP (C-reactive protein)

Mouse IgG1, kappa
A16065C

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B696006 | **BioLegend** | Herstellernummer: 696006

165,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-P, WB
Clone: A16065C
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CRP (C-reactive protein)

Clone: A16065C
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: C-reactive protein (CRP), Pentraxin 1 (PTX1)
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14310>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>