

## APC anti-CD105 (Endoglin)

Mouse IgG1, kappa  
SN6h

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B800508 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 800508

**266,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** SN6h

**Format:** APC

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

APC anti-CD105 (Endoglin)

Clone: SN6h

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Endoglin

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14386>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>