

APC anti-Annexin A1

Mouse IgG1, kappa
74/3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B831604 | **BioLegend** | Herstellernummer: 831604

150,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 74/3

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-Annexin A1

Clone: 74/3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lipocortin-1, p35, annexin-1, calpactin-2, calpactin II, lipocortin I, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), phospholipase A2 inhibitory protein

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14421>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>