

# SureTemp Dual Convection Incubator, 40 Liters

with SureCheck Data Logging Software, 230V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H2505-40E | **Benchmark** | Herstellernummer: H2505-40E

**2.183,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Technische Spezifikationen

### Technische Daten

- Temperaturbereich: RT+5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität:  $\pm 0,25$  °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität:  $\pm 0,1$  °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 40 Liter Modell: 420 W
- Innenabmessung: 35 x 35 x 35 cm
- Außenabmessung: 57 x 59,2 x 58 cm
- Gewicht: 42 kg

## Beschreibung

**Verpackung:** 1 Stück

### SureTemp Inkubator, 40 Liter

- Präzise Temperaturregelung bis 75 °C
- "Dual-Convection" - vom Benutzer an die Schwerkraft oder mechanische Konvektion anpassbar
- Innenkammer aus Edelstahl
- Interne Steckdose für Schüttler, Mischer usw.
- SureCheck™ Datenprotokollierungsport und Software

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri