

SureTemp Dual Convection Incubator, 70 Liters

with SureCheck Data Logging Software, 230V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H2505-70E | **Benchmark** | Herstellernummer: H2505-70E

2.815,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Technische Daten

- Temperaturbereich: RT plus 5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität: $\pm 0,1$ °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 70 Liter Modell: 520 W
- Innenabmessung: 45 x 35 x 45 cm
- Außenabmessung: 67 x 59,2 x 68 cm
- Gewicht: 62 kg

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

SureTemp Inkubator, 70 Liter

- Präzise Temperaturregelung bis 75 °C
- "Dual-Convection" - vom Benutzer an die Schwerkraft oder mechanische Konvektion anpassbar
- Innenkammer aus Edelstahl
- Interne Steckdose für Schüttler, Mischer usw.
- SureCheck™ Datenprotokollierungsport und Software

Technische Daten
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Temperaturbereich: RT+5 bis 75 °C
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturuniformität: $\pm 0,25$ °C (bei 37 °C)
- Temperaturinkrement: 0,1 °C
- Temperatur Stabilität: $\pm 0,1$ °C
- Timer: 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. (oder kontinuierlich)
- Kammer Material: Edelstahl
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz
- Energieverbrauch: 70 Liter Modell: 520 W
- Innenabmessung: 45 x 35 x 45 cm
- Außenabmessung: 67 x 59,2 x 68 cm
- Gewicht: 62 kg