

## Radiance plus, 150 ml

HRP Substrate for CCD Imaging  
contains substrate for 1500 cm<sup>2</sup> membrane



1 Stück

Artikel-Nr.: 512103 | Azure | Herstellernummer: AC2103



**424,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Kategorie:** Chemilumineszenz Substrate

**Quantifizierbarkeit:** gut (++)

**Sensitivität:** höchste (+++)

**Signal Stabilität:** lang

**Signalverringung:** mittel

**Verpackung:** 1 Stück

### Chemilumineszenz-Substrat für höchstsensitiven Nachweis von schwach exprimierten Proteinen

Radiance Plus ist das empfindlichste HRP-Substrat, das Azure für Chemilumineszenz - Western Blotting anbietet. Mit einer bis zu Attomol-Empfindlichkeit und einer lang anhaltenden Signalstärke ermöglicht Radiance Plus den Nachweis von Banden, die mit anderen Substraten nicht sichtbar sind. Ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis und ein hoher dynamischer Bereich machen es ideal für die Quantifizierung von Banden mit geringer Intensität.

- Nachweis von Proteinen mit geringer Expression
- Top in Class Substrat mit überragender Performance
- Empfindlichkeit im niedrigen Femtogrammbereich
- Signalstabilität bis zu 6-8 Stunden