

UV Sterilization Cabinet mit Timer, 4 UV Röhren und Weißlicht, inkl. Tray



1 Stück

Artikel-Nr.: 616001 | Biozym

2.499,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Inkl. 4 zeitgesteuerter UV-Lampen und Weißlicht sowie Tray

Format: 77 x 56 x 42 cm (HxBxT)

Kategorie: PCR-Vorbereitung

Produkttyp: UV-PCR Hood

Verpackung: 1 Stück

UV Sterilization Cabinet mit Timer, PCR-Hood

Vorteile:

- Inaktiviert Nukleinsäuren innerhalb von 5 - 30 Minuten
- Türen mit Sicherheitsschaltern ausgestattet
- Komplett mit 4 leistungsstarke, zeitgesteuerte UV-Lampen
- Effiziente Dekontamination der gesamten Arbeitsfläche
- Inklusive General Purpose Tray White - 68 x 54 cm

Technische Daten:

- UV Röhren: 4 x 15 Watt
- Weißlicht: 15 Watt
- Maße (HxBxT): 770 x 560 x 420 mm
- Gewicht: 22 kg (inkl. Tray)