


Transferpipette, enger Schaft, Standardsaugball

Länge 15.5 cm, Kapazität 4.5 ml

Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 26



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760645X | Biozym

252,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 4.5 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück