

Transferpipette Q-Pet

Länge 15.5 cm, Kapazität 6.9 ml

Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760655X | Biozym

261,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 6.9 ml, Q-Pet, Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück