

Transferpipette, feine lange Spitze, Saugball

Standard, Länge 15.7 cm, Kapazität 5.8 ml

Saugballvolumen 3.7 ml, Tropfen pro ml: 50



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760605X | Biozym

403,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, lange feine Spitze, Saugballvol. 3.7 ml, Standard Saugball, Tropfen pro ml: 50

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück