


Transferpipette mit 0.25 ml Graduierung bis 1 ml

Länge 14.0 cm, Kapazität 3.9 ml, kleiner Saugball

Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760550X | Biozym

224,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 3.9 ml, Saugball klein, Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück