


Transferpipette mit 1 ml Graduierung bis 2 ml

Länge 15.2 cm, Kapazität 4.6 ml

Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760570X | Biozym

227,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 4.6 ml, Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück