


Transferpipette, feine Spitze, Standardsaugball

Länge 14.7 cm, Kapazität 5.8 ml

Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 53



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760585X | Biozym

429,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: feine Spitze, Kapazität 5.8 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 53

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück