


Transferpipette, lange feine Spitze, kl. Saugball

Länge 10.4 cm, Kapazität 1.7 ml

Saugballvolumen 1.0 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 400 Stück

Artikel-Nr.: 760595X | Biozym

309,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 1.7 ml, lange feine Spitze, Saugball klein, Saugballvolumen 1.0 ml, Tropfen pro ml: 21

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück