

Transferpipette Reagenzien Typ I

Länge 13.1 cm, Kapazität 1.0 ml

Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 25 µl



8 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760615X | Biozym

194,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 1.0 ml, Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 25 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück