

Transferpipette Reagenzien Typ III

Länge 12.4 cm, Kapazität 0.8 ml

Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 50 µl



8 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760625X | Biozym

198,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 0.8 ml, Saugballvolumen 0.2 ml, Tropfengröße 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück