


Transferpipette mit engem Schaft, Standardsaugball

Länge 6.4 cm, Kapazität 1.3 ml, kurzes Steigrohr

Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760635X | Biozym

198,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 1.3 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Standard SB, Tropfen pro ml: 26

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück