


Transferpipette mit engem Schaft, großer Saugball

Länge 8.5 cm, Kapazität 4.3 ml, kurzes Steigrohr

Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760640X | Biozym

239,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 4.3 ml, Saugball groß, Saugballvol. 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück