


Universal-Transferpipette Standardsaugball, steril

einzelnd verpackt, Länge 15.6 cm, Kapazität 7.7 ml

Saugballvolumen 3.0 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760501X | Biozym

471,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 7.7 ml, Saugballvolumen 3.0 ml, steril, Tropfen pro ml: 21

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück