


Universal-Transferpipette großer Saugball, steril

Länge 15.1 cm, Kapazität 8.6 ml

Saugballvolumen 4.7 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 20 x 20 Stück

Artikel-Nr.: 760508X | Biozym

253,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 8.6 ml, Saugballvolumen 4.7 ml, steril, Tropfen pro ml: 21

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 20 x 20 Stück