


Universal-Transferpipette 3", steril

einzelnd verpackt, Länge 8.7 cm, Kapazität 1.8 ml

Saugballvolumen 0.9 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760521X | Biozym

433,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 1.8 ml, Saugballvolumen 0.9 ml, steril, Tropfen pro ml: 26

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück