

Transferpipette mit 0.25 ml Grad. bis 1 ml, steril

Länge 14.0 cm, Kapazität 3.9 ml, kleiner Saugball

Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760551X | Biozym

471,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 3.9 ml, Saugball klein, Saugballvolumen 2.1 ml, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt