


Transferpipette mit 0.25 ml Grad. bis 1 ml, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 5.8 ml, großer Saugball

Saugballvolumen 3.5 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760556X | Biozym

484,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 5.8 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.5 ml, steril, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt