

Transferpipette mit 1 ml Grad. bis 3 ml, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 7.7 ml, großer Saugball

Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 21



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760561X | Biozym

429,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 7.7 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 3.2 ml, steril, Tropfen pro ml: 21

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt