


Transferpipette mit 1 ml Graduierung bis 2 ml

steril, Länge 15.2 cm, Kapazität 4.6 ml

Saugballvolumen 1.8 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760571X | Biozym

442,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 4.6 ml, Saugballvolumen 1.8 ml, steril, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt