


Transferpipette mit 0.1ml Graduierungen bis 0.3 ml

steril, Länge 11.6 cm, Kapazität 1.5 ml
Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 22



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760581X | Biozym

429,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 1.5 ml, Saugballvol. 0.8 ml, steril, Tropfen pro ml: 22

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt