


Transferpipette, feine Spitze, Standardsaugball

steril, Länge 14.7 cm, Kapazität 5.8 ml

Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 53



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760586X | Biozym

631,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: feine Spitze, Kapazität 5.8 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, steril, Tropfen pro ml: 53

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt