


Transferpipette, feine Spitze, großer Saugball

steril, Länge 14.7 cm, Kapazität 8.9 ml
Saugballvolumen 4.8 ml, Tropfen pro ml: 45



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760591X | Biozym

578,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: feine Spitze, Kapazität 8.9 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 4.8 ml, steril, Tropfen pro ml: 45

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt